



**EN** CELLBOSTER® HAIR  
Hyaluronic Acid 18 mg Strengthening Complex

## INSTRUCTIONS FOR USE

### DESCRIPTION

CELLBOSTER® HAIR: Hyaluronic Acid Strengthening Complex is produced using patented CHAC Technology. It consists of non-crosslinked Hyaluronic Acid with Amino Acids and Vitamins. The device is designed for strengthening hair follicles, improving hair growth and microcirculation. It restores scalp skin structure and provides hair fiber restructuring.

The device is a clear, colorless to light yellow, sterile, injectable solution for single use presented in a case of 6 x 3 mL vials.

### COMPOSITION

Each vial contains:

- non-crosslinked Sodium Hyaluronate 18 mg;**
- amino acids** (Arginine, Cysteine, Glutamine, Glycine, Lysine);
- vitamins** (Niacin, Pantothenic Acid, Pyridoxine, Biotin, Cyanocobalamin, Rutin);
- Copper Gluconate, Zinc Carbonate;
- phosphate buffer pH 6.8-7.6 q.s.

### INDICATIONS

The device is a resorbable injectable implant for preventing and treating various scalp and hair problems linked to hormonal imbalance, psoriasis, seborrhea, stress, nutrition and trace elements deficiencies, such as: hair loss, hair breakage, scalp dehydration, dandruff, premature graying. Improves microcirculation, restores scalp skin structure and other qualities. Provides hair fiber restructuring after physical and/or chemical damage, such as: hair dying, permanent wave, sun, dryer. Improves results of hair transplantation if used before the procedure.

### CONTRAINDICATIONS

The device must not be used in patients:

- with acute infectious diseases;
- with severe somatic and mental illness;
- with autoimmune and allergic diseases;
- with known allergic or hypersensitive reactions to the components of the product;
- with varices in the area;
- with inflammations or infections in the area of the treatment;
- who tend to develop keloids and hypertrophic scarring;
- who received temporary or permanent implants in the same area;
- who receives anticoagulant treatment;
- who simultaneously receives laser treatment, deep chemical peels or dermabrasion;
- pregnant or breastfeeding women;
- children.

### PRECAUTIONS FOR USE

The device must only be used by physicians who have received special training in the mesotherapy injection techniques. The device must be injected into non-inflamed, disinfected, healthy skin. All aseptis and hygiene precautions must be taken to prepare the site, equipment and patient before implantation. Sensitive skin may be pretreated using a local anesthetic patch or cream. After use, discard the syringe, needle and remaining product in a special container.

### UNDESIRABLE SIDE EFFECTS

The physician must inform the patient about potential side effects associated with implantation of this device that may occur immediately or within a reasonable delay.

The following events and reactions have been observed with the device or similar products:

- stinging, redness or slight local inflammation which should disappear after 24 to 48 hours;
- mild edema and small hematomas may develop but should disappear within 48 hours.

Patients must inform their physician as soon as possible about any other undesirable effect, or the effects listed above that last longer than the specified duration. The physician should treat these side effects appropriately. Such undesirable side effects must be reported to the distributor and/or manufacturer.

### METHOD OF USE

The device must be injected in the dermis of the scalp near hair roots according to the mesotherapy technique.

The device must be implanted aseptically, using single-use sterile syringe which is not supplied by Suissele.

Duration of treatment:

- intensive course: 6 treatments with 2-3 weeks intervals;
- support course: 1 treatment per month.

### WARNINGS

- Before use, verify the expiry date and integrity of the package: do not use after the expiry date or if the package is damaged.
- Do not use if the solution is cloudy or if its color differs from that described above.
- Do not mix with other products.
- Do not inject into blood vessels, bones, tendons, ligaments, nerves or muscles.

- Do not overcorrect.
- Once the vial has been opened, use immediately.
- Vial is intended for a single use: do not reuse and do not re-sterilize. Quality and sterility can only be guaranteed for a vial in its original packaging. The re-use of the device creates a potential infection risk for patients or users.

Patients should be advised not to apply any make-up for 12 hours after the injection and to avoid prolonged exposure to the sun, UV rays, frost, as well as using sauna or hammam, for two weeks following implantation.

There are incompatibilities between Sodium Hyaluronate and Quaternary Ammonium Compounds such as Benzalkonium Chloride. Therefore, the device should never be placed into contact with these substances, or with medical-surgical instruments that have been treated with these substances.

### STORAGE CONDITIONS

The device should be stored at 5-25°C in a dry place in the original box and protected from direct sunlight, heat or frost. Handle with care.

EXPLANATION OF INTERNATIONAL SYMBOLS	
	Consult instructions for use
	Caution
	Use by
	Batch number
	Do not use if package is damaged
	Sterilized using steam
	Temperature limitation
	Do not re-use
	Keep away from sunlight
	Do not re-sterilize
	Keep dry
	Manufacturer
	Handle with care
	Unique Device Identifier
	Medical Device
	Single sterile barrier system
	Single sterile barrier system with protective packaging outside
	CE Mark and Notified Body Number
	Authorized representative in the European Community
-----	
	Suissele SA Rue Gallée 6 CH-1400 Yverdon-les-Bains SWITZERLAND Made in Switzerland
	Email: info@suissele.com

**FR** CELLBOSTER® HAIR  
Complexe fortifiant à l'acide hyaluronique, 18 mg

## INSTRUCIONS D'UTILISATION

### DESCRIPTION

CELLBOSTER® HAIR: le complexe fortifiant à l'acide hyaluronique est produit à l'aide d'une technologie CHAC brevetée. Il est composé d'acide hyaluronique non-réticulé d'acides aminés et de vitamines. Le dispositif est conçu pour fortifier les follicules pileux, améliorer la croissance des cheveux et la microcirculation. Il rétablit la structure du cuir chevelu et restructure la fibre des cheveux.

Ce dispositif est une solution injectable transparente incolore à jaune clair, stérile pour usage unique, présentée dans un coffret de flacons 6 x 3 mL.

### COMPOSITION

Chaque flacon contient:

- hyaluronate de sodium non-réticulé, 18 mg;**
- acides aminés** (arginine, cystéine, glutamine, glycine, lysine);
- vitamines** (niacine, acide panthothénique, pyridoxine, biotine, cyanocobalamine, rutine);
- gluconate de cuivre, carbonate de zinc;
- tampone de phosphate pH 6.8-7.6 q.s.

### INDICATIONS

Le dispositif est un implant injectable résorbable pour la prévention et le traitement de différents problèmes du cuir chevelu et des cheveux dus à un déséquilibre hormonal, au psoriasis, à la séborrhée, au stress, à la nutrition et à des carences en oligo-éléments, telles que: perte de cheveux, cheveux cassants, déshydratation du cuir chevelu, pellicules, grisonnement prématuré. Améliore la microcirculation, rétablit la structure du cuir chevelu et possède d'autres propriétés. Restreint la structure des fibres des cheveux après des dommages physiques et/ou chimiques, tels que: teinture des cheveux, permanente, soleil, sèche-cheveux. Améliore les résultats des transplantations de cheveux si le produit est utilisé avant la procédure.

### CONTRAINDICATIONS

Ce dispositif ne doit pas être utilisé chez les patients:

- atteints de maladies infectieuses graves;
- atteints de maladies somatiques et mentales graves;
- atteints de maladies autoimmunes et allergiques;
- avec des réactions allergiques ou d'hypersensibilité connues aux composants du produit;
- avec des varices dans la zone du traitement;
- avec des inflammations ou infections dans la zone du traitement;
- qui tendent à développer des chéloïdes et des cicatrices hypertrophiques;
- qui ont reçu des implants temporaires ou permanents dans la même zone;
- qui reçoivent un traitement anticoagulant;

- qui reçoivent simultanément un traitement au laser, des peelings chimiques profonds ou de la dermabrasion;
- chez les femmes enceintes ou allaitantes;
- chez les enfants.

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce dispositif doit être utilisé uniquement par des médecins ayant reçu une formation spécifique aux techniques d'injection de mésothérapie. Le dispositif doit être injecté dans une peau saine, désinfectée, non-enflammée. Toutes les précautions d'asepsie et d'hygiène doivent être prises pour préparer le site, le matériel et le patient avant l'implantation. La peau sensible peut être pré-traitée à l'aide d'une crème ou d'un pansement anesthésiant local. Après utilisation, jeter la seringue, l'aiguille et le produit restant dans un récipient dédié.

### EFFETS SECONDAIRES INDÉSIRABLES

Le médecin doit informer le patient des effets secondaires potentiels associés à l'implantation de ce dispositif qui peuvent survenir immédiatement ou dans un délai raisonnable.

Les événements et réactions suivants ont été constatés avec le dispositif ou des produits similaires:

- brûlure, rougeur ou légère inflammation locale qui devrait disparaître après 24 à 48 heures;
- un œdème léger et de petits hématomes peuvent se développer mais devraient disparaître sous 48 heures.

Les patients doivent informer leur médecin dès que possible de tout autre effet indésirable, ou des effets énumérés ci-dessus qui durent plus longtemps que la durée spécifiée. Le médecin doit traiter ces effets secondaires de manière appropriée. Ces effets secondaires indésirables doivent être signalés au distributeur et/ou fabricant

### MÉTHODE D'UTILISATION

Le dispositif doit être injecté dans le derme du cuir chevelu près de la racine des cheveux conformément à la technique de mésothérapie.

Le dispositif doit être implanté aseptiquement, à l'aide d'une seringue stérile à usage unique qui n'est pas fournie par Suissele.

Durée du traitement:

- traitement intensif: 6 traitements à des intervalles de 2-3 semaines;
- traitement d'appui: 1 traitement par mois.

### AVERTISSEMENTS

- Avant l'utilisation, vérifiez la date de péremption et l'intégrité de l'emballage: ne pas utiliser après la date de péremption ou si l'emballage est endommagé.
- Ne pas utiliser si la solution est trouble ou si sa couleur diffère de celle décrite ci-dessus.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Ne pas injecter dans les vaisseaux sanguins, les os, les tendons, les ligaments, les nerfs ou les muscles.
- Ne pas surcorriger.
- Une fois le flacon ouvert, utiliser immédiatement.

Le flacon est conçu pour une utilisation unique: ne pas réutiliser et ne pas restériliser. La qualité et la stérilité peuvent être garanties uniquement pour un flacon dans son emballage d'origine. La réutilisation du dispositif crée un risque d'infection potentiel pour les patients ou les utilisateurs.

Les patients doivent être informés qu'ils ne doivent pas appliquer de maquillage pendant 12 heures après l'injection et doivent éviter l'exposition prolongée au soleil, aux rayons UV, au gel, ainsi que l'utilisation de saunas ou hammams pendant deux semaines après l'implantation.

Il existe des incompatibilités entre l'hyaluronate de sodium et les composés quaternaires d'ammonium tels que le chlorure de benzalkonium. Par conséquent, le dispositif ne doit jamais être mis en contact avec ces substances, ou avec des instruments médicochirurgicaux qui ont été traités avec ces substances.

### CONDITIONS DE CONSERVATION

Le dispositif doit être conservé à une température comprise entre 5 et 25°C dans un lieu sec dans son emballage d'origine et protégé des rayons directs du soleil, de la chaleur ou du gel. Manipuler avec soin.

EXPLICATION DES SYMBOLES INTERNATIONAUX	
	Consulter les instructions d'utilisation
	Attention
	Utiliser avant
	Numéro de lot
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Sterilisé à la vapeur
	Limite de température
	Ne pas réutiliser
	Conservé à l'abri du soleil
	Garder au sec
	Fabricant
	Manipuler avec soin
	Identifiant unique du dispositif
	Dispositif médical
	Système de barrière stérile unique
	Système de barrière stérile unique avec revêtement protecteur extérieur
	Marquage CE et numéro d'organisme notifié
-----	
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
-----	
	Suissele SA Rue Gallée 6 CH-1400 Yverdon-les-Bains SUISSE Fabriqué en Suisse
	Email: info@suissele.com

**ES** CELLBOSTER® HAIR  
Complejo fortalecedor de ácido hialurónico, 18 mg

## INSTRUCCIONES DE USO

### DESCRIPCIÓN

CELLBOSTER® HAIR: complejo fortalecedor de ácido hialurónico elaborado mediante la tecnología patentada CHAC. Contiene ácido hialurónico no reticulado con aminoácidos y vitaminas. El dispositivo está diseñado para fortalecer los folículos pilosos, mejorar el crecimiento del cabello y la microcirculación. Restaura la estructura del cuero cabelludo y reconstruye la fibra de los cabellos.

El dispositivo es una solución inyectable clara, incolora o de color amarillo claro, estéril, de uso único, presentada en un envase de 6 frascos de 3 mL. La unidad.

### COMPOSICIÓN

Cada frasco contiene:

- hialuronato de sodio no reticulado, 18 mg;**
- aminoácidos** (arginina, cisteína, glutamina, glicina, lisina);
- vitaminas** (niacina, ácido pantoténico, piridoxina, biotina, cianocobalamina, rutina);
- gluconato de cobre, carbonato de zinc;
- tampón fosfato pH 6,8-7,6 q.s.

### INDICACIONES

El dispositivo es un implante inyectable reabsorbible para la prevención y el tratamiento de problemas del cuero cabelludo y del cabello asociados a un desequilibrio hormonal, la psoriasis, la seborrea, el estrés, la nutrición y las deficiencias de oligoelementos, en particular la pérdida de cabello, la rotura de cabellos, la deshidratación del cuero cabelludo, la caspa y el surgimiento prematuro de canas. Entre otras propiedades, mejora la microcirculación y restablece la estructura del cuero cabelludo. Reestructura la fibra de los cabellos tras daños físicos y/o químicos, en particular a raíz del teñido del cabello, su ondulación permanente o los efectos del sol o del secador. Mejora los resultados del trasplante de cabello si se usa antes del procedimiento.

### CONTRAINDICACIONES

El dispositivo no debe usarse en pacientes:

- con enfermedades infecciosas agudas;
- con enfermedades somáticas y mentales graves;
- con enfermedades autoinmunes y alérgicas;
- con reacciones alérgicas o hipersensibles a los componentes del producto conocidas;
- con varices en la zona del tratamiento;
- con inflamaciones o infecciones en dicha zona;
- que tienden a desarrollar queloides y cicatrices hipertróficas;
- que hayan recibido implantes temporales o permanentes en la misma zona;
- que reciban tratamiento anticoagulante;
- que reciban simultáneamente tratamiento con láser, de descamación profunda con productos químicos o de dermabrasión;
- en mujeres embarazadas o en período de lactancia;
- en niños.

### PRECAUCIONES DE USO

El dispositivo sólo debe ser utilizado por médicos que cuenten con formación específica en técnicas de inyección de mesoterapia. Debe inyectarse en piel sana, desinfectada y no inflamada. Se deben adoptar todas las precauciones posibles en materia de asepsia e higiene al preparar el lugar, el equipo y al paciente antes de la implantación. La piel sensible puede tratarse previamente con un apósito o una crema anestésica a nivel local. Después de su uso, deseche la jeringa, la aguja y las sobras de producto en un recipiente específico.

### EFFECTOS SECUNDARIOS NO DESEADOS

El médico debe informar al paciente de posibles efectos secundarios asociados a la implantación de este dispositivo que podrían producirse de forma súbita, o tras un periodo de tiempo razonable.

Se han constatado los casos y las reacciones siguientes en relación con este dispositivo, o productos de índole similar:

- picazones, enrojecimiento o ligera inflamación a nivel local que deberían desaparecer, por lo general, en un plazo de 24 ó 48 horas;
- desarrollo de edemas leves o de pequeños hematomas, que deberían desaparecer, por lo general, en un plazo de 48 horas.

Los pacientes deben comunicar a su médico lo antes posible cualquier otro efecto indeseado, además de los efectos anteriormente mencionados, cuya duración sea superior a la especificada. El médico debe tratar esos efectos secundarios de forma adecuada. Dichos efectos secundarios no deseados deben notificarse al distribuidor y/o al fabricante.

### MÉTODO DE USO

El dispositivo debe inyectarse en la dermis del cuero cabelludo, cerca de la raíz de los cabellos, conforme a la técnica de mesoterapia.

El dispositivo debe implantarse asepticamente, utilizando una jeringa estéril de un solo uso, no suministrada por Suissele.

Duración del tratamiento:

- aplicación intensiva: 6 tratamientos a intervalos de 2 a 3 semanas;
- aplicación de apoyo: 1 tratamiento mensual.

### AVISO

- Antes de usar el producto, compruebe su fecha de caducidad y la integridad del envase: no lo use después de la fecha de caducidad, o si el envase está deteriorado.
- No lo utilice si la solución está turbia o si su color difiere del descrito anteriormente.
- No lo mezcle con otros productos.
- No lo inyecte en vasos sanguíneos, huesos, tendones, ligamentos, nervios o músculos.
- No corregir en exceso.

- Úselo inmediatamente después de abrir el frasco.
- El frasco debe usarse una sola vez; no lo reutilice ni lo vuelva a esterilizar. La calidad y la esterilidad sólo pueden garantizarse si el frasco se mantiene en su envase original. La reutilización del dispositivo puede provocar riesgo de infección a pacientes o usuarios.
- Ha de informarse a los pacientes de que deben evitar la aplicación de maquillaje durante 12 horas después de la inyección, y la exposición prolongada al sol, rayos UV y ambientes cálidos, así como el uso de saunas o baños turcos en las dos semanas posteriores a la implantación.

Existen incompatibilidades entre el hialuronato de sodio y los compuestos de amonio cuaternarios, en particular el cloruro de benzalconio. Habida cuenta de ello, el dispositivo no deberá ponerse en contacto con esas sustancias, ni con instrumentos médico-quirúrgicos tratados con estas sustancias.

### CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

El dispositivo ha de conservarse a una temperatura que oscile entre 5 y 25°C en un lugar seco, en su envase original, protegido de la luz solar directa, del calor y de ambientes húmedos. Úsese con precaución.

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS INTERNACIONAIS	
	Consulte as condições de uso
	Precaução
	Usar antes de
	Número de lote
	No utilizar si el envase está dañado
	Esterilizado mediante vapor
	Limite de temperatura
	No reutilizar
	Conservar al abrigo de la luz solar
	Mantener en un lugar seco
	Fabricante
	Manipular con cuidado
	Identificador de dispositivo único
	Dispositivo médico
	Sistema de barrera estéril único
	Sistema de barrera estéril único con revestimiento protector exterior
	Marca CE y número de organismo notificado
-----	
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
-----	
	Suissele SA Rue Gallée 6 CH-1400 Yverdon-les-Bains SUIZA Fabricado en Suiza
	Email: info@suissele.com

**PT** CELLBOSTER® HAIR  
Complexo fortalecedor de ácido hialurónico, 18 mg

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### DESCRIÇÃO

CELLBOSTER® HAIR: complexo fortalecedor de ácido hialurónico é produzido com recurso a tecnologia CHAC patentada. É composto por ácido hialurónico não reticulado com aminoácidos e vitaminas. O dispositivo foi concebido para fortalecer os folículos capilares, promovendo o crescimento do cabelo e a microcirculação. Restaura a estrutura cutânea do couro cabeludo e proporciona a reestruturação das fibras capilares.

O dispositivo é uma solução injetável clara, incolora a amarelo-clara, estéril e de utilização única fornecida numa embalagem com 6 frascos de 3 mL.

### COMPOSIÇÃO

Cada frasco contém:

- hialuronato de sódio não reticulado, 18 mg;**
- aminoácidos** (arginina, cisteína, glutamina, glicina, lisina);
- vitaminas** (niacina, ácido pantoténico, piridoxina, biotina, cianocobalamina, rutina);
- gluconato de cobre, carbonato de zinco;
- tampão fosfato pH 6,8-7,6 q.s.

### INDICAÇÕES

O dispositivo é um implante injetável reabsorvível para a prevenção e o tratamento de diversos problemas do couro cabeludo e do cabelo relacionados com desequilíbrios hormonais, psoríase, seborreia, stress, deficiências nutricionais e oligoelementos, tais como, alopecia, quebra de cabelo, desidratação do couro cabeludo, caspa, cabelo grisalho precoce. Melhora a microcirculação, restaura a estrutura cutânea do couro cabeludo, etc. Proporciona a reestruturação das fibras capilares após a ocorrência de danos físicos e/ou químicos provocados por, entre outros, coloração do cabelo, permanentes, o sol e o calor do secador. Melhora os resultados dos transplantes capilares se utilizado antes do procedimento.

### CONTRAINDICAÇÕES

O dispositivo não pode ser utilizado em pacientes:

- com doenças infecciosas agudas;
- com doença somática e mental grave;
- com doenças autoimunes e alérgicas;
- com reações alérgicas ou de hipersensibilidade conhecidas aos componentes do produto;
- com varizes na área;
- com inflamações ou infeções na área do tratamento;
- com tendência para desenvolver queloides ou cicatrizes hipertróficas;
- que receberem implantes temporários ou permanentes na mesma área;
- que fazem terapêutica anticoagulante;
- que recebem simultaneamente tratamento laser, esfoliações químicas profundas ou dermabrasão;

- grávidas ou lactantes;
- crianças.

### PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O dispositivo tem de ser utilizado exclusivamente por médicos que receberam formação especial em técnicas de injeção de mesoterapia. O dispositivo tem de ser injetado em pele saudável, não inflamada e desinfectada. É necessário tomar todas as precauções de asepsia e higiene para preparar o local, o equipamento e o paciente antes da implantação. A pele sensível poderá ser pré-tratada com recurso a um creme ou adesivo anestésico local. Após a utilização, elimine a seringa, a agulha e o produto não utilizado num recipiente especial.

### EFEITOS SECUNDÁRIOS INDESEJÁVEIS

O médico tem de informar o paciente sobre os potenciais efeitos secundários associados à implantação deste dispositivo, que poderão ocorrer imediatamente ou após um período razoável.

Observaram-se os seguintes acontecimentos e reações durante a utilização do dispositivo ou de produtos semelhantes:

- sensação de picadas, vermelhidão ou ligeira inflamação local que deve desaparecer após 24-48 horas;
- poderá ocorrer edema ligeiro ou pequenos hematomas que devem desaparecer no prazo de 48 horas.

Os pacientes têm de informar o médico logo que possível sobre quaisquer outros efeitos indesejáveis ou os efeitos supramencionados que se prolonguem para além da duração especificada. O médico deve tratar adequadamente estes efeitos secundários. Estes efeitos secundários indesejáveis têm de ser comunicados ao distribuidor e/ou ao fabricante.

### MÉTODO DE UTILIZAÇÃO

O dispositivo tem de ser injetado na derme do couro cabeludo, próximo das raízes capilares, de acordo com a técnica de mesoterapia.



## 警告

- 使用前，请确认产品有效期和包装完整性。若超过有效期或包装破损，请勿使用。
- 如果溶液变混浊或其颜色与上述正常颜色不同时，请勿使用。
- 请勿与其他产品混合。
- 请勿用于血管内、骨骼、肌腱、韧带、神经或肌肉注射。
- 请勿拆正过盖。
- 包装小瓶打开后请立即使用。
- 包装小瓶仅提供一次性使用：请勿重复使用和重新消毒。仅原包装小瓶内的产品才能保证质量和无菌。患者或用户重复使用本产品会有潜在感染风险。
- 建议患者在注射后 12 小时内不要化妆，产品植入后两周内应避免长时间接触阳光、紫外线、霜冻，以及避免进行桑拿浴或高温洗浴。
- 透明质酸钠和季铵盐类化合物（如：苯扎氯铵）不兼容。因此，本产品不可接触季铵盐类化合物或经此化学物质处理过的医疗手术器械。

## 储存条件

本产品应在原包装盒内，储存于 5-25°C 温度下的干燥处，避免阳光直射、高温或霜冻。小心轻放。

<b>国际符号说明</b>	
 请参阅使用说明	 注意
 有效期	 批号
 若包装破损，请勿使用	 蒸汽消毒
 温度限制	 请勿重复使用
 请勿重新消毒	 远离阳光直射
 保持产品干燥	 生产商
 小心轻放	 设备识别码
 医疗设备	 单个无菌屏障系统
 外部有保护性包装的单个无菌屏障系统	 CE 标志和欧盟授权机构公告号
 欧盟授权代表	
.....	
 Suisse SA Rue Galilée 6 1400 Verdon-les-Bains SWITZERLAND (瑞士)	电子邮箱: info@suisse.com 瑞士制造

 온도 제한	 재사용 금지
 재입금 금지	 직사광선 노출 금지
 건조하게 보관	 제조업체
 취급 주의	 고유 장치 식별 시스템
 의료 장치	 단일 무균 장벽 시스템
 외부 보호 포장에 있는 단일 무균 장벽 시스템	 CE 마크 및 인증기관 번호
 유럽 공동체 공인 대표	
.....	
 Suisse SA Rue Galilée 6 1400 Verdon-les-Bains SWITZERLAND 스위스	이메일: info@suisse.com
	스위스에서 제조

<b>ZH</b> CELLBCOSTER® HAIR 透明质酸 (18 mg) 强化复合物
<b>使用说明</b>
<b>产品描述</b>
CELLBCOSTER® HAIR: 透明质酸强化复合物采用 CHAC 专利技术生产, 由非交联透明质酸与氨基酸和维生素组成。该产品专为强化毛囊, 改善毛发发生和微循环设计, 可恢复头皮皮肤结构, 促进毛发纤维增殖。
该产品是一种无色透明至浅黄色的一次性无菌注射溶液, 装于 3 ml 药瓶 (一盒 6 瓶) 内。
<b>组成成分</b>
每个药瓶内含: <ul style="list-style-type: none"><li>非交联型<b>透明质酸钠 (18 mg)</b> ；</li> <li><b>氨基酸</b> (精氨酸、半胱氨酸、谷氨酰胺、甘氨酸、赖氨酸) ；</li> <li><b>维生素</b> (烟酸、泛酸、吡哆醇、生物素、氰钴胺、芸香苷) ；</li> <li>葡萄糖铜, 碳酸锌;</li> <li>磷酸盐缓冲溶液 (pH 6.8-7.6, 5.6mM) 。</li></ul>
<b>适应症</b>
该产品可再吸收的注射用植入剂, 用于预防与治疗与激素失衡、银屑病、脂溢性皮炎、压力过大、营养不良和微量元素缺乏等有关的各种头皮和头发问题, 例如: 脱发、头发变脆、头皮发痒、头皮屑、脱发早白, 可改善微循环, 恢复头皮皮肤结构和其他特质。可促进物理和 (或) 化学损伤 (如: 染发、烫发、暴晒、使用吹风机) 后的毛发纤维重组。如果在手术前使用, 可改善毛发移植的结果。
<b>禁忌症</b>
该产品禁用于以下患者: <ul style="list-style-type: none"><li>急性传染病患者;</li> <li>患有严重的身心和精神疾病的患者;</li> <li>自身免疫性和过敏性疾病患者;</li> <li>已知对产品成分过敏或非常敏感的患者;</li> <li>治疗部位发生静脉曲张的患者;</li> <li>治疗部位发生炎症或感染的患者;</li> <li>瘢痕瘤和肥厚性瘢痕易感患者;</li> <li>同一部位接受临时或永久性植入物的患者;</li> <li>接受抗凝治疗的患者;</li> <li>同时接受激光治疗、深度化学换肤术或皮肤磨削术的患者;</li> <li>孕妇或哺乳妇女患者;</li> <li>儿童患者。</li></ul>
<b>使用注意事项</b>
该产品只能由接受过 <b>美塑疗法注射技术专项培训</b> 的医生施用。该产品的注射部位必须是 <b>未发育且经过消毒</b> 的健康皮肤。植入前, 必须遵循所有无菌操作和卫生预防措施来准备场地、设备和患者。敏感型皮肤可使用局部麻醉剂或乳膏进行处理。使用后, 将注射器、针头和剩余产品丢弃到特殊容器内。
<b>不良反应作用</b>
医生必须告知患者: 在植入该产品后, 可能会立即发生或在合理延迟时间内发生与植入相关的副作用。
使用该产品或类似产品可观察到下列不良事件和反应: <ul style="list-style-type: none"><li>皮肤刺痛、发红或轻微局部炎症, 24 至 48 小时后即可消退;</li> <li>可能发生轻度水肿和小水肿, 48 小时后即可消退。</li></ul> <p>如发生任何其他不良反应, 或上述不良反应持续时间超过指定期限, 患者必须尽快告知医生。医生应对这些副作用施行适当治疗。必须向产品分销商和/或生产商报告这种不良反应作用。</p>
<b>使用方法</b>
根据 <b>美塑疗法技术</b> , 该产品必须注射到患者发根附近的头皮真皮层内。
该产品必须使用 <b>一次性</b> 无菌注射器 (Suisse 未提供) 进行无菌植入。
<b>治疗疗程:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>强化治疗疗程: 6 次治疗, 每次治疗间隔 2-3 周;</li> <li>辅助治疗疗程: 每月 1 次治疗。</li></ul>

## 성분

비어된 내용을:

- 비기교 히알루론산나트륨 18mg;**
- 아미노산**(아르기닌, 시스테인, 글루타민, 글리신, 리신);
- 비타민**(니아신, 판토텐산, 피리독신, 비오틴, 시아노코발라민, 루테인);
- 글루콘산 구리, 탄산 아연;
- 인산 칼륨염 pH 6.8-7.6 중분량.

## 작용성

이 제품은 탈모, 모발 손상, 두피 건조, 비듬, 세지 등 흐르른 불균형, 건조, 지루, 스트레스, 영양 및 미량 원소 결핍과 관련된 다양한 두피 및 모발 문제를 예방하고 치료하기 위한 흡수성 주사제 주입물입니다. 미세 순환 기능을 개선하고, 두피 구조 및 기타 특성을 복원합니다. 열색, 펴, 일광, 드라이기 등 물리 및/또는 화학적 손상을 입은 모발 섬유를 재생합니다. 모발 이식 시술 전에 사용하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.

## 같이 사항

다음 경우에는 이 제품을 사용하지 않습니다.

- 급성 전염병을 앓고 있는 경우;
- 중증의 신체 및 정신 질환이 있는 경우;
- 자가 면역 및 알레르기 질환이 있는 경우;
- 제품 성분에 알려진 알레르기 또는 과민 반응이 있는 경우;
- 시술 부위에 멍때려가 있는 경우;
- 치료 부위에 염종 또는 감염이 있는 경우;
- 멜로이드 및 비후성 반흔이 잘 생기는 경우;
- 동일한 부위에 임시 또는 영구 보형물 삽입술을 받은 경우;
- 항응고제를 투여하는 경우;
- 동시에 레이저 치료, 심층 화학 박피술 또는 박리술을 받는 경우;
- 임신 또는 모유 수유 중인 경우;
- 어린아.

## 사용 시 주의 사항

이 제품은 메조테라피 주입 시술에 대해 특별한 훈련을 받은 의사만 사용해야 합니다. 열염이 없고, 속옷된 건강한 피부에 제품을 주사해야 합니다. 주입 전에 시술 부위, 장비 및 환자에 대해 모든 무균 및 위생 예방 조치를 취해야 합니다. 민감성 피부인 경우 코스 마취 크림이나 크림을 사용하여 전처리할 수 있습니다. 사용 후 주사가, 바늘, 남은 제품을 특수 용기에 폐기하십시오.

## 바람직하지 않은 부작용

의사는 제품 시술과 관련하여 즉시 또는 일정 시간 경과 후 발생할 수 있는 잠재적인 부작용을 환자에게 알려야 합니다.

이 제품은 유사한 제품과 관련하여 다음과 같은 사례 및 반응이 관찰되었습니다.

- 24-48시간 후에 사라지는 따가움, 발적 또는 약간의 국소 염종;
- 48시간 이내에 사라지는 경미한 부종과 작은 혈종 생성.

환자는 기타 바람직하지 않은 부작용 또는 위에 명시된 기간보다 더 오래 지속되는 부작용이 발생하는 경우 최대한 빨리 의사에게 알려야 합니다. 의사는 이러한 부작용을 적절하게 치료해야 합니다. 바람직하지 않은 부작용 발생 시 판매 대리점 및/또는 제조업체에 신고해야 합니다.

## 사용법

메조테라피 기법을 준수하여 모근 근처의 두피의 진피에 주입해야 합니다.

무균 조건에서 일회용 멸균 주사기를 사용하여 제품을 주입해야 합니다. 주사기는 Suisse에서 제공하지 않습니다.

## 시술 기간:

- 집중 코스: 2~3주 간격으로 6회 시술;
- 지지 코스: 매달 1회 시술.

## 경고

- 사용하기 전에 패키지에 명시된 유통기한과 패키지 손상 여부를 확인하십시오. 유통기한이 경과되거나 패키지가 손상된 경우 사용하지 않습니다.
- 용액이 탁하거나 색이 위에서 설명한 것과 다른 경우에는 사용하지 않습니다.
- 다른 제품과 혼합하지 않습니다.
- 열관, 펴, 염종, 인대, 신경 또는 근육에 주사하지 않습니다.
- 과용하지 않습니다.
- 바이알을 개봉하면 즉시 사용하십시오.
- 바이알은 일회용입니다. 재사용하거나 재멸균하지 않습니다. 바이알이 원래 포장 상태에 있을 경우에만 품질과 멸균이 보장됩니다. 제품을 재사용하면 환자 또는 사용자가 감염될 위험이 있습니다.
- 환자는 주사를 맞은 후 12시간 동안 화장을 해서는 안 되며, 삼입 후 2주 동안 태양, 자외선, 주위에 장시간 노출되는 것을 피하고 사우나 또는 목욕탕 이용을 삼가야 합니다.

## 보관 조건

이 제품은 원래 박스에 담아 5~25°C의 건조한 장소에 보관해야 하며, 직사광선, 열 또는 추위로부터 보호해야 합니다. 취급에 주의하십시오.

## 국제 기호의 설명

이 제품은 6 × 3 ml 바이알로 제공되는 투명한 무색에서 옅은 황색을 띠는 멸균 일회용 주사제입니다.

이 제품은 6 × 3 ml 바이알로 제공되는 투명한 무색에서 옅은 황색을 띠는 멸균 일회용 주사제입니다.

이 제품은 6 × 3 ml 바이알로 제공되는 투명한 무색에서 옅은 황색을 띠는 멸균 일회용 주사제입니다.

- 의약품의 대량 생산을 위한;
- 의약품의 품질, 유효성, 안전성, 유통기한, 유통 및 포장에 대한;
- 의약품의 유통기한;
- 의약품의 유통기한;

- PREДУРЕЖДЕНИЯ**
- Перед использованием проверьте срок годности и целостность упаковки. Не используйте препарат после истечения срока годности или если упаковка повреждена.
- Не используйте, если раствор мутный или если его цвет отличается от указанного выше.
- Не смешивайте с другими препаратами.
- Не проводите инъекцию в кровеносные сосуды, кости, сухожилия, связки, нервы или мышцы.
- Не допускайте гиперкоррекции.
- Используйте флакон сразу после вскрытия.
- Флакон предназначен для однократного применения – повторное использование и повторная стерилизация не допускаются. Качество и стерильность могут быть гарантированы, только если флакон хранился в оригинальной упаковке. Повторное использование препарата сопряжено с риском инфицирования пациента или пользователя.

- Пациентов следует предупреждать, чтобы в течение 12 часов после инъекции они не пользовались макияжем, а в течение двух недель после имплантации избегали продолжительного пребывания на солнце, воздействия УВ-облучения и отрицательной температуры, а также не посещали сауну или хаммам.
- Галуронат натрия несовместим с четвертичными аммониевыми основаниями, такими как бензалколин хлорид. Поэтому ни при каких обстоятельствах не следует допускать контакта препарата с веществами этой группы, а также с медицинскими или хирургическими инструментами, обработанными веществами этой группы.

- При использовании препарата представляется собой резорбируемый инъекционный имплантат для профилактики и лечения различных проблем с волосистой частью головы и волосами, связанных с гормональными нарушениями, дисбалансом, себорейей, стрессом, питанием и недостаточностью микроэлементов, таких как выделение волос, ломкость волос, обезвоживание кожи волосистой части головы, перхоть, раннее поседение. Улучшает микроциркуляцию, восстанавливает структуру кожи волосистой части головы и другие характеристики.

- Препарат представляет собой прозрачный стерильный раствор для инъекций без цвета и желтого цвета, предназначенный для одноразового использования. Выпускается в коробке, содержащей 6 флаконов по 3 мл.

<b>RU</b> CELLBCOSTER® HAIR Галуроновая кислота 18 мг укрепляющий комплекс
--

## INSTRUCȚIA PO APLICAREA

**OPISANIE**
CELLBCOSTER® HAIR: укрепляющий комплекс на основе галуроновой кислоты производится с использованием запатентованной технологии CHAC Technology. Содержит нешитоую галуроновую кислоту, аминокислоты и витамины. Препарат разработан для укрепления волосных фолликулов, улучшения роста волос и микроциркуляции. Восстанавливает повреждения структуры стержней волос.

Препарат представляет собой прозрачный стерильный раствор для инъекций без цвета и желтого цвета, предназначенный для одноразового использования. Выпускается в коробе, содержащей 6 флаконов по 3 мл.

**СОСТАВ**
Каждый флакон содержит:

- неспшитый галуронат натрия 18 мг;**
- аминокислоты** (аргинин, цистеин, глутамин, глицин, лизин);
- витамины** (ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, биотин, цианокобаламин, рутин);
- глюконат меди, карбонат цинка;
- лиевые ивмы и piccoli ematomi che generalmente scompaiono entro 48 ore.
- fosfatный буфер pH 6,8-7,6 в достаточном количестве.

Препарат представляет собой резорбируемый инъекционный имплантат для профилактики и лечения различных проблем с волосистой частью головы и волосами, связанных с гормональными нарушениями, дисбалансом, себорейей, стрессом, питанием и недостаточностью микроэлементов, таких как выделение волос, ломкость волос, обезвоживание кожи волосистой части головы, перхоть, раннее поседение. Улучшает микроциркуляцию, восстанавливает структуру кожи волосистой части головы и другие характеристики.

Исправляет повреждения структуры стержней волос после физических и/или химических воздействий, например окрашивания волос, перманентной завивки, пребывания на солнце или сушки. Улучшает результаты пересадки волос в случае применения перед процедурой.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**
Препарат не следует применять у пациентов:

- С острым инфекционным заболеванием;
- С тяжелыми соматическими и психическими заболеваниями;
- С аутоиммунными и аллергическими заболеваниями;
- С установленными аллергическими реакциями или реакциями гиперчувствительности на компоненты препарата;
- С варикозом в области инъекции;
- С воспалением или инфекцией в области инъекции;
- Которые склонны к развитию келоидных и гипертрофических рубцов;
- У которых установлены временные или постоянные имплантаты в той же области;
- Которые получают антикоагулянтную терапию;
- Которым одновременно проводится лазерная терапия, глубокий химический пилинг или дермабразия;
- Беременными или кормящим грудью;
- Детям.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**
Препарат могут применять только врачи, прошедшие специальное обучение техникам инъекционной мезотерапии. Инъекции препарата следует проводить в области со здоровой кожей, без воспаления и инфекции. При подготовке области инъекции, оборудования и пациента перед имплантацией необходимо соблюдать правила асептики и гигиены. На чувствительную кожу предварительно следует наклеить пластырь или нанести крем с местным анестетиком. После выполнения инъекции шприц, иглу и оставшийся препарат следует выбросить в специальный контейнер.

**НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**
Врач должен проинформировать пациента о возможных побочных эффектах, связанных с имплантацией данного препарата, которые могут возникнуть сразу или через некоторое время.
После применения данного препарата или сходных с ним препаратов отмечались следующие явления и реакции:

- Жжение, покраснение или легкое местное воспаление, которые должны пройти в течение 24–48 часов;
- Возможно появление легкого отека и небольших гематом, которые должны пройти в течение 48 часов.

В случае возникновения любого другого нежелательного эффекта или сохранения перечисленных выше эффектов в течение более длительного времени пациент при первой возможности должен сообщить об этом врачу. По поводу этих побочных эффектов врач должен назначить надлежащее лечение. О таких нежелательных побочных эффектах следует сообщать дистрибьютору и/или производителю.

**МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ**
Препарат следует вводить в дерму волосистой части головы вблизи корней волос в соответствии с техникой мезотерапии.
Имплантация препарата следует проводить в асептических условиях, с использованием одноразового стерильного шприца, который не поставляется компанией Suisse.
Длительность применения:

- Интенсивный курс: 6 процедур с интервалом 2–3 недели;

<b>AR</b> CELLBCOSTER® HAIR 透明质酸 (18 mg) 强化复合物
키엘리스 투명질산 나트륨 18mg 히알루론산 강화 복합제
<b>FA</b> CELLBCOSTER® HAIR 透明质酸 (18 mg) 强化复合物
키엘리스 투명질산 나트륨 18mg 히알루론산 강화 복합제
<b>설명</b>
이 제품은 탈모, 모발 손상, 두피 건조, 비듬, 세지 등 흐르른 불균형, 건조, 지루, 스트레스, 영양 및 미량 원소 결핍과 관련된 다양한 두피 및 모발 문제를 예방하고 치료하기 위한 흡수성 주사제 주입물입니다. 미세 순환 기능을 개선하고, 두피 구조 및 기타 특성을 복원합니다. 열색, 펴, 일광, 드라이기 등 물리 및/또는 화학적 손상을 입은 모발 섬유를 재생합니다. 모발 이식 시술 전에 사용하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
<b>같이 사항</b>
다음 경우에는 이 제품을 사용하지 않습니다.
급성 전염병을 앓고 있는 경우;
중증의 신체 및 정신 질환이 있는 경우;
자가 면역 및 알레르기 질환이 있는 경우;
제품 성분에 알려진 알레르기 또는 과민 반응이 있는 경우;
시술 부위에 멍때려가 있는 경우;
치료 부위에 염종 또는 감염이 있는 경우;
멜로이드 및 비후성 반흔이 잘 생기는 경우;
동일한 부위에 임시 또는 영구 보형물 삽입술을 받은 경우;
항응고제를 투여하는 경우;
동시에 레이저 치료, 심층 화학 박피술 또는 박리술을 받는 경우;
임신 또는 모유 수유 중인 경우;
어린아이.
<b>사용 시 주의 사항</b>
이 제품은 메조테라피 주입 시술에 대해 특별한 훈련을 받은 의사만 사용해야 합니다. 열염이 없고, 속옷된 건강한 피부에 제품을 주사해야 합니다. 주입 전에 시술 부위, 장비 및 환자에 대해 모든 무균 및 위생 예방 조치를 취해야 합니다. 민감성 피부인 경우 코스 마취 크림이나 크림을 사용하여 전처리할 수 있습니다. 사용 후 주사가, 바늘, 남은 제품을 특수 용기에 폐기하십시오.
<b>바람직하지 않은 부작용</b>
의사는 제품 시술과 관련하여 즉시 또는 일정 시간 경과 후 발생할 수 있는 잠재적인 부작용을 환자에게 알려야 합니다.
이 제품은 유사한 제품과 관련하여 다음과 같은 사례 및 반응이 관찰되었습니다.
환자는 기타 바람직하지 않은 부작용 또는 위에 명시된 기간보다 더 오래 지속되는 부작용이 발생하는 경우 최대한 빨리 의사에게 알려야 합니다. 의사는 이러한 부작용을 적절하게 치료해야 합니다. 바람직하지 않은 부작용 발생 시 판매 대리점 및/또는 제조업체에 신고해야 합니다.
<b>사용법</b>
메조테라피 기법을 준수하여 모근 근처의 두피의 진피에 주입해야 합니다.
무균 조건에서 일회용 멸균 주사기를 사용하여 제품을 주입해야 합니다. 주사기는 Suisse에서 제공하지 않습니다.
<b>시술 기간:</b>
집중 코스: 2~3주 간격으로 6회 시술;
지지 코스: 매달 1회 시술.
<b>경고</b>
사용하기 전에 패키지에 명시된 유통기한과 패키지 손상 여부를 확인하십시오. 유통기한이 경과되거나 패키지가 손상된 경우 사용하지 않습니다.
용액이 탁하거나 색이 위에서 설명한 것과 다른 경우에는 사용하지 않습니다.
다른 제품과 혼합하지 않습니다.
열관, 펴, 염종, 인대, 신경 또는 근육에 주사하지 않습니다.
과용하지 않습니다.
바이알을 개봉하면 즉시 사용하십시오.
바이알은 일회용입니다. 재사용하거나 재멸균하지 않습니다. 바이알이 원래 포장 상태에 있을 경우에만 품질과 멸균이 보장됩니다. 제품을 재사용하면 환자 또는 사용자가 감염될 위험이 있습니다.
환자는 주사를 맞은 후 12시간 동안 화장을 해서는 안 되며, 삼입 후 2주 동안 태양, 자외선, 주위에 장시간 노출되는 것을 피하고 사우나 또는 목욕탕 이용을 삼가야 합니다.
<b>보관 조건</b>
이 제품은 원래 박스에 담아 5~25°C의 건조한 장소에 보관해야 하며, 직사광선, 열 또는 추위로부터 보호해야 합니다. 취급에 주의하십시오.
<b>국제 기호의 설명</b>
이 제품은 6 × 3 ml 바이알로 제공되는 투명한 무색에서 옅은 황색을 띠는 멸균 일회용 주사제입니다.
이 제품은 6 × 3 ml 바이알로 제공되는 투명한 무색에서 옅은 황색을 띠는 멸균 일회용 주사제입니다.
이 제품은 6 × 3 ml 바이알로 제공되는 투명한 무색에서 옅은 황색을 띠는 멸균 일회용 주사제입니다.

이 투박 이베이트 트러피 와 디제너트 아스트 케 브라이 시프키르 와 투베르 스타크탈트 혼합물 پوست و مود سر که بر اثر عدم تعادل هورمون، وهورمونهای چربی پوست، فشار خون، قند خون، مشکلات تغذیه‌ای و کمبود عناصر حیاتی ایجاد می‌شود. مشکل شامل اسید هیالورونیک بدون پیوند عرضی یا اسیدهای آمینه و ویتامینها است. این ترکیب برای تقویت فولیکولهای مو، بهسازی روند رشد و تقویت جریان خون در مویرگها طراحی شده است. این ترکیب ساختار پوست سر را ترمیم و به بازسازی فیبرهای کلاژن می‌کند.

این بسته محلولی شفاف، زرد رنگ و روغن یا روغن، استریل، فاقد تریزین و بیکارکامبرفات است که در جعبه‌های 3ml عدد 6 حاوی 18 میلی‌گرم عرضه می‌شود.

**ترکیب**
هر آمپول حاوی:

- هیالورونات 18 میلی‌گرم بدون پیوند عرضی؛**
- اسیدهای آمینه** (آرژینین، سیتستین، گلیسین، لیزین)؛
- ویتامین** (بیاسین، اسید پانتوتیک، پیریدوکسین، بیوتین، سیانوکوبالامین، ریزین)؛
- گلوکونات مس، کرپات روی؛
- پار فرسات دی‌هه pH 6.8-7.6

**موارد مصرف**

این ترکیب ایپیتانی ترزیفی و دی‌جی‌دراست که برای پیشگیری و ترمیم مشکلات مختلف پوست و مود سر که بر اثر عدم تعادل هورمون، وهورمونهای چربی پوست، فشار خون، قند خون، مشکلات تغذیه‌ای و کمبود عناصر حیاتی ایجاد می‌شود. مشکل شامل اسید هیالورونیک بدون پیوند عرضی یا اسیدهای آمینه و ویتامینها است. این ترکیب برای تقویت فولیکولهای مو، بهسازی روند رشد و تقویت جریان خون در مویرگها را بهبود می‌بخشد و ضمن ترمیم پوست سر، ساختار پوست سر را ترمیم و به بازسازی فیبرهای کلاژن می‌کند.

وړا نو په جعبه‌های 3 میلی‌گرم حاوی 18 میلی‌گرم هیالورونیک اسید، بیوتین، سیانوکوبالامین، ریزین، گلوکونات مس، کرپات روی، و پار فرسات دی‌هه pH 6.8-7.6

**موارد مصرف**

این ترکیب ایپیتانی ترزیفی و دی‌جی‌دراست که برای پیشگیری و ترمیم مشکلات مختلف پوست و مود سر که بر اثر عدم تعادل هورمون، وهورمونهای چربی پوست، فشار خون، قند خون، مشکلات تغذیه‌ای و کمبود عناصر حیاتی ایجاد می‌شود. مشکل شامل اسید هیالورونیک بدون پیوند عرضی یا اسیدهای آمینه و ویتامینها است. این ترکیب برای تقویت فولیکولهای مو، بهسازی روند رشد و تقویت جریان خون در مویرگها را بهبود می‌بخشد و ضمن ترمیم پوست سر، ساختار پوست سر را ترمیم و به بازسازی فیبرهای کلاژن می‌کند.

این بسته محلولی شفاف، زرد رنگ و روغن یا روغن، استریل، فاقد تریزین و بیکارکامبرفات است که در جعبه‌های 3 میلی‌گرم عرضه می‌شود.

**ترکیب**
هر آمپول حاوی:

- هیالورونات 18 میلی‌گرم بدون پیوند عرضی؛**
- اسیدهای آمینه** (آرژینین، سیتستین، گلیسین، لیزین)؛
- ویتامین** (بیاسین، اسید پانتوتیک، پیریدوکسین، بیوتین، سیانوکوبالامین، ریزین)؛
- گلوکونات مس، کرپات روی؛
- پار فرسات دی‌هه pH 6.8-7.6

**موارد مصرف**

این ترکیب ایپیتانی ترزیفی و دی‌جی‌دراست که برای پیشگیری و ترمیم مشکلات مختلف پوست و مود سر که بر اثر عدم تعادل هورمون، وهورمونهای چربی پوست، فشار خون، قند خون، مشکلات تغذیه‌ای و کمبود عناصر حیاتی ایجاد می‌شود. مشکل شامل اسید هیالورونیک بدون پیوند عرضی یا اسیدهای آمینه و ویتامینها است. این ترکیب برای تقویت فولیکولهای مو، بهسازی روند رشد و تقویت جریان خون در مویرگها را بهبود می‌بخشد و ضمن ترمیم پوست سر، ساختار پوست سر را ترمیم و به بازسازی فیبرهای کلاژن می‌کند.

این بسته محلولی شفاف، زرد رنگ و روغن یا روغن، استریل، فاقد تریزین و بیکارکامبرفات است که در جعبه‌های 3 میلی‌گرم عرضه می‌شود.

**ترکیب**
هر آمپول حاوی:

- هیالورونات 18 میلی‌گرم بدون پیوند عرضی؛**
- اسیدهای آمینه** (آرژینین، سیتستین، گلیسین، لیزین)؛
- ویتامین** (بیاسین، اسید پانتوتیک، پیریدوکسین، بیوتین، سیانوکوبالامین، ریزین)؛
- گلوکونات مس، کرپات روی؛
- پار فرسات دی‌هه pH 6.8-7.6

**موارد مصرف**

این ترکیب ایپیتانی ترزیفی و دی‌جی‌دراست که برای پیشگیری و ترمیم مشکلات مختلف پوست و مود سر که بر اثر عدم تعادل هورمون، وهورمونهای چربی پوست، فشار خون، قند خون، مشکلات تغذیه‌ای و کمبود عناصر حیاتی ایجاد می‌شود. مشکل شامل اسید هیالورونیک بدون پیوند عرضی یا اسیدهای آمینه و ویتامینها است. این ترکیب برای تقویت فولیکولهای مو، بهسازی روند رشد و تقویت جریان خون در مویرگها را بهبود می‌بخشد و ضمن ترمیم پوست سر، ساختار پوست سر را ترمیم و به بازسازی فیبرهای کلاژن می‌کند.

این بسته محلولی شفاف، زرد رنگ و روغن یا روغن، استریل، فاقد تریزین و بیکارکامبرفات است که در جعبه‌های 3 میلی‌گرم عرضه می‌شود.

**ترکیب**
هر آمپول حاوی:

- هیالورونات 18 میلی‌گرم بدون پیوند عرضی؛**
- اسیدهای آمینه** (آرژینین، سیتستین، گلیسین، لیزین)؛
- ویتامین** (بیاسین، اسید پانتوتیک، پیریدوکسین، بیوتین، سیانوکوبالامین، ریزین)؛
- گلوکونات مس، کرپات روی؛
- پار فرسات دی‌هه pH 6.8-7.6

**موارد مصرف**

این ترکیب ایپیتانی ترزیفی و دی‌جی‌دراست که برای پیشگیری و ترمیم مشکلات مختلف پوست و مود سر که بر اثر عدم تعادل هورمون، وهورمونهای چربی پوست، فشار خون، قند خون، مشکلات تغذیه‌ای و کمبود عناصر حیاتی ایجاد می‌شود. مشکل شامل اسید هیالورونیک بدون پیوند عرضی یا اسیدهای آمینه و ویتامینها است. این ترکیب برای تقویت فولیکولهای مو، بهسازی روند رشد و تقویت جریان خون در مویرگها را بهبود می‌بخشد و ضمن ترمیم پوست سر، ساختار پوست سر را ترمیم و به بازسازی فیبرهای کلاژن می‌کند.